

ELISA READER ZA VYNIKAJÍCÍ CENU!

TECAN.

INFINITE F50

výrobce TECAN, Rakousko

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
SCHOELLER

AKCE



74 900 Kč + DPH

- ELISA reader pro měření v destičkách 96 jamek
- rozsah vlnových délek 400 – 750 nm
- měřicí rozsah 0 – 4 OD, rozlišení 0,0001 OD
- rychlost změření destičky do 15 sekund
- 4 standardní filtry 405, 450, 492 a 620 nm, možnost dokoupení dalších
- rámeček na filtry s kapacitou až 8 filtru najednou (v ceně 4)
- mimořádně úsporné a výkonné LED diody jako zdroj světla
- třepání destičky, nastavitelná intenzita i čas
- ovládání z počítače, USB připojení
- měření end-point, kinetika, export dat
- software Magellan pro detailní zpracování dat

SPECIÁLNÍ CENA

Schoeller
www.schoeller.cz

Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha 4
Tel.: 261 009 111 | Fax: 244 470 745 | mail@schoeller.cz | www.schoeller.cz